ALUMINIUM

과거의 XRF는 이젠 그만! 분석 성능 뿐만 아니라 효율성을 극대화한 5세대 휴대용 XRF

# 현장 분석장비 연재 시리즈

- 1. 이동형 GC/MS
- 2. 휴대용 GC/MS
- 3. 휴대용 LIBS
- 4. 휴대용 XRF



1895년 독일의 뢴트겐은 방전관을 이용하여 실험하던 중 처음으로 X-ray를 발견하였다. 그는 고속 전자 흐름에 의해서 발생하는 신비한 전자 자기 선을 발견했는데, 이 선이 피부와 근육을 뚫고 들어가 반대편 화면에 상을 만드는 것도 알아냈다. 그후 X-ray을 이용한 연구는 의학 분야를 시작으로 화학, 금속 등 여러 분야에서 많은 발전을 거듭해 왔다. XRF는 X-ray fluorescence의 약자로 X-ray를 이용한 형광분석법을 말한다. 그리고 이 방법을 사용해 어떤 물질의 성분을 분석하는 장비들을 XRF 장비 또는 성분분석기라고 한다.

이번 호에서는 현장 분석 장비 연재 시리즈 네 번째 장비로 금속, 환경 등 산업 전반에 폭넓게 사용되고 있는 휴대용 XRF

에 대해 알아보고자 한다.

Н	_ Sci•Aps												He				
Li	Be										В	С	N	0	F	Ne	
Na	Mg □ XRF 분석 가능 원소 □ 기존 튜브 대비 향상된 분석 (X-250)								Αl	Si	Р	S	CI	Ar			
K	Ca	Sc	Ti	٧	Cr	Mn	Fe	Со	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Υ	Zr	Nb	Мо	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	1	Хe
Cs	Ba		Hf	Ta	w	Re	Os	lr	Pt	Au	Hg	Τl	Pb	Bi	Ро	At	Rn
Fr	Ra																

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Но	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

<그림 1> 휴대용 XRF로 분석 가능한 원소 주기율표

#### 휴대용 XRF의 원리

휴대용 XRF는 X선 형광 분석을 이용하여 금속 등 물질의 성분을 분석하는 휴대용 장비이다. 분석할 때, 장비 내부에 설치된 X-ray tube에 전압을 가해 미량의 엑스레이 선을 만들어 내고, 이 X-선을 분석하고자 하는 시료의 표면에 밀착시켜 조사한다. 이때, 시료 표면 원자의 내각 전자로부터 방출되는 2차 엑스레이선을 검출한다. 모든 원소는 각각 다른 고유한 에너지와 전자 수를 가지고 있기 때문에각 원소의 고유한 에너지에 다른 파장을 분석함으로써 시료에 들어있는 원소를 정성, 정량 분석할 수 있다.



<그림 2> 휴대용 XRF의 원리

#### 휴대용 XRF의 역사

1967년 이동형(portable) XRF가 전 세계 최초로 상용화된 이후 관련 기술 개발과 더불어 1994년 동위원소 방식의 휴대용 XRF가 선보였다. 2001년에는 미국 Innov—X사(SciAps 사의 전신)에서 세계 최초로 사용 편의성이 극대화된 X—ray 튜브 방식(X선 발생장치)의 휴대용 XRF를 출시하면서 전 세계적으로 선풍적인 판매를 기록하며 다양한 응용에 휴대용 XRF가 사용되게 되었다.

또한 SciAps사에서는 2017년 혁신적인 기술력으로 5세대 휴대용 XRF인 X 시리즈를 출시하면서, 새로운 차원의 휴대용 XRF의 역사를 써 내려가고 있다



<그림 3> 휴대용 XRF의 역사

#### SciAps사 5세대 휴대용 XRF의 특징

과연 어떠한 특징 때문에 기존과 다른 5세대 휴대용 XRF로 평가받는 것일까?

아래에 설명되어 있는 주요 특징에서 알 수 있듯이 SciAps사의 휴대용 XRF는 이전 세대와 다른 놀라운 기술력을 보유하고 있음을 확인할 수 있다.

SciAps사 XRF의 주요 특징은 다음과 같다.

#### 가장 최근에 개발된 Super XRF, 2017년 출시

검출기와 시료가 가장 가까운 구조로 설계되어 빠른 분석 속도, 낳은 LODs 제공



# ☑ 전 세계에서 가장 강력한 tube power, 10W

어떤 XRF와도 비교할 수 없는 강력한 tube power로 원소별 최적의 분석 조건을 제공

# ☑ 전 모델 high resolution 카메라 내장

측정 시료 부위의 영역 확인 및 정밀한 조준 가능

#### ☑ 인체공학적인 디자인

가볍고, 균형 잡힌 설계로 별도 장치 없이 세워놓을 수 있으며, 손으로 잡고 측정 시 앞으로 쏠리지 않아 사용자의 피로감을 최 소화

#### ⑤ High speed shutter로 검출기 보호

검출기가 손상될 수 있는 망(webbing) 구조의 보호기 대신 분석할 때에만 오픈 되는 셔터(shutter) 방식 채택으로 장비 내부의 검출기와 X선 관의 보호가 가능



# ⑤ 안드로이드 플랫폼 사용

누구나 쉽게, 직관적으로 사용 가능 하며, Wi-Fi/Bluetooth/tether 등을 통한 데이터 전송 및 동기화 가능



# 언제든지 상위 모델로업그레이드 가능





# SciAps사 XRF 모델 및 주요 사양

Model	X-300	X-200	X-100	X-50					
Tube Power		4 W							
Tube anode	Rh or Au								
Tube voltage	50 kV	50 kV	40 kV	40 kV					
Detector	20 mm² SDD, Fast DPP	20 mm <sup>2</sup> SDD	20 mm <sup>2</sup> SDD	6 mm² PIN Diode					
Resolution	135 eV	135 eV	135 eV	170 eV					
CPS	250 K	150 K	150 K	15 K					



#### SciAps사 XRF의 응용 분야

# Ⅱ 금속 관련 분야

각종 금속 산업현장, 스크랩 분류 현장, 금속 제조업체, 금속 가 공 제품 제조업체

### ☑ 광물과 토양 분야

광물 채취 및 토양 성분 분석

# ❸ 유해 중금속 분석

RoHS, 어린이 활동 공간, 어린이 용품(문구, 완구류), 의복류, 합 성수지 물질

#### ☑ 귀금속의 성분검사

- 5 고고학 및 미술품의 성분 검사
- 📵 세관, 연구소 및 대학의 연구 목적 등 🧆

