

Teledyne Tekmar사는 휘발성유기화합물 분석을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.

Volatile Organic Compounds; VOCs

퍼지엔트랩 제품 라인



Lumin Purge & Trap Concentrator

- Trap 쿨링시간 감소
- Trap 접근 용이
- 향상된 수분 제어



AQUATek LVA Autosampler

- XYZ platform
- 최대 84개까지 시료 처리가능
- Sample loop 사이즈 선택가능(5, 10, 20, 25mL)
- Hot water 클리닝 가능



Atomx XYZ VOC Sample Prep System

- 오토샘플러와 퍼지엔트랩 일체형
- 최대 84개까지 시료 처리가능
- 메탄올 추출 자동화 가능