

Pyrolyzer-GC/MS PM Kit 안내서



Pyrolyzer-GC/MS PM Kit 란?

영인과학이 제공하는 Pyrolyzer-GC/MS PM(Preventive Maintenance) Kit에는 분석 기기를 최대 성능으로 운영하는 데 필요한 가장 일반적인 Pyrolyzer 및 GC/MS 유지보수 부품들이 포함되어 있습니다. 교체주기를 놓치지 쉬운 소모품을 합리적인 가격으로 한번에 구매하고, 숙련된 엔지니어의 전문적인 장비 점검으로 장비 최고의 성능을 유지할 수 있습니다.

PM Kit 주문 및 서비스 진행 절차



PM Kit 기본 구성품 목록

GC 관련 소모품	
Part Description	Q'ty
Gold Seal, Ultra Inert, w/Washer	1 ea
GC Split Vent Replacement Cartridge	1 ea
Liner, UI, universal, low prss drop, GW	1 ea
Fittings 1/8inch Brass	1 ea
Copper Tube 1/8", 1m	1 ea

※ 적용 모델: Agilent 6890/7890/8890 GC

Pyrolyzer 관련 소모품	
Part Description	Q'ty
Quartz pyrolysis tube A3030	1 ea
Graphite Vespel ferrule	1 ea
Needle set N	1 ea
O-ring P-6W	1 ea

※ 적용 모델: Frontier Lab EGA/PY-3030D

PM Kit 상품 및 서비스 제공 내역

PM Kit 상품명	품 번	제공 내역	고객 제공가
Pyrolyzer-GC/MS PM Kit Basic	PM-PYGC-001	PM Kit 1 set + 엔지니어 정기점검 연 1회	1,000,000 원

(※ 부가세 별도)

고객 유의사항

- PM Kit의 구성 품목은 임의 변경이 불가능합니다.
- 고객 부주의로 인한 제품 훼손은 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 사용된 PM Kit의 일부 품목의 별도 반품은 불가능합니다.

영인과학 A/S 콜센터

T. 1544-1344 E. cs@youngin.com www.youngin.com

운영시간 | 월-금 9:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00, 주말/공휴일 휴무)



PM Kit 신청은
QR코드를
스캔해주세요



youngin.com >