

LAB KOREA LAB 2025

국제연구·실험 및 첨단분석장비전

2025.04.22(화)~04.25(금)
 일산 KINTEX 제2전시장
 10:00~17:00 (마지막 날, 16:00까지)
 영인 관계사 부스 위치: 7L101, 7M101

About Young In

영인 관계사는 세계 최고 수준의 분석과학기기 업체와의 전략적 파트너십을 바탕으로, 국내외 고객들에게 첨단분석 기술과 제품을 통한 최적 솔루션을 개발하고 지원함으로써 고객 가치를 향상시켜왔습니다. 국내 유일 자체 개발/생산되는 HPLC, GC 등의 크로마토그래프 분석기기 및 IMR-MS, ICP-MS 질량분석기와 실험실 기초장비, 기타 산업장비 등을 국내뿐만 아니라 전 세계로 판매하고 있는 분석과학기술 전문 기업입니다. 오는 KOREA LAB 2025에 참가하여 다양한 첨단 분석 기술을 선보일 예정이오니, 영인 관계사 부스에 많은 방문 부탁드립니다.

영인과학

New Principal!

영인과학의 새로운 도약을 함께할 라인업을 소개드립니다.

라인업 보기

영인랩플러스

KOREA LAB 방문고객을 위한 EVENT!

영인랩플러스 부스를 방문해주세요!

제품 상담을 받으시면
 사은품을 드립니다!
 (일일 수량 한정)



영인크로매스

One Stop Total Solution

모든 가스 분석을 위한 GC 부터
 AI 기술을 적용한 최초의 HPLC 까지

영인크로매스에서 만나보세요!



영인에스티

영인에스티는 KOREA LAB과
 COPHEX에 동시 참가합니다!

최신 분석장비와 솔루션은 물론,
 세미나, 이벤트도 함께 진행합니다.

COPHEX 영인에스티 부스: 4F301



영인에스엔



- 실험실 설계 및 컨설팅
- 실험실 리모델링
- 유틸리티 구축
- 분석장비 및 소모품 공급
- 실험실 이전
- 환경진단 및 개선

솔루션렌탈

연구분석기기부터 실험실 구축까지!

필요한 모든 것을 렌탈로!
 B2B 렌탈 전문 솔루션렌탈

솔루션렌탈 부스 방문하여
 오늘의 운을 확인해보세요!



영인에이스

순수 국내 기술로 탄생한 질량분석기

영인에이스 부스에서 ICP-MS, IMR-MS를 만나보세요!



영인에이티

인정받는 고객 파트너, 영인에이티

- 성분 분석 솔루션
- 계측 분석 솔루션
- 전기화학 분석 솔루션
- 배터리 테스트 솔루션



영인크로텍

분석 솔루션 파트너, 영인크로텍!

- 크로마토그래피 시스템 & 소모품
- 일반 실험실 장비
- 전처리 장비

코리아랩 부스 방문객 한정
 크로마토그래피 소모품 할인권 증정 이벤트 진행



영인엠텍

분석의 시작은 전처리! 실험의 혁신은 합성!

- 완벽한 시료 전처리
- 마이크로웨이브 합성
- 다양한 최신 분석 솔루션
 (IR/NIR, NMR, 수분, 회화로 등)



와이앤랩

**와이앤랩(Y&Lab)은 국내 과학기기 업체를 선도하는
 영인그룹에서 새롭게 선보이는 Lab 소모품 브랜드입니다.**

- 기본 규격의 2ml 부피의 Vial부터 20ml 부피의 Headspace Vial과 TOC Vial 제공
- 전처리 필수품인 다양한 규격의 Syringe Filter, Membrane Filter 제공

보증된 품질의 다양한 Lab 소모품을 합리적인 가격으로 만나보세요!





영인과학

영인과학은 1976년 창립 이래 ‘과학기술 서비스 산업의 개척자’로서 한국 과학 기술 발전을 위해 노력하며 최고의 고객만족을 실현하기 위하여 데모 분석 서비스, 세미나, 유저 워크숍 등 다양한 프로그램으로 최신 분석 솔루션을 지원해 드리고 있습니다.

T.02-519-7300 | www.youngin.com | channel@youngin.com


METTLER TOLEDO

Titrator Excellence

다목적 적정기

모든 어플리케이션을 위한 다목적 적정기

제품 자세히보기



METTLER TOLEDO

Titrator Compact KF

전량 칼피셔 적정기

1ppm - 5% 수분 측정이 가능하며
내구성이 뛰어난 전량 칼피셔 적정기

제품 자세히보기




METTLER TOLEDO

Density Meter Excellence

밀도계

정확하고 직관적인, 다양한 어플리케이션
적용이 가능한 최고의 벤치탑 밀도계

제품 자세히보기



METTLER TOLEDO

Refractometer Excellence

굴절계

직관적인 인터페이스로 정확한 측정을 수행하는
최고의 벤치탑 굴절계

제품 자세히보기



Point scanning Confocal microscope

포인트 스캐닝 공초점 현미경

F.O.V. 25mm의 넓은 시야로 한 장의 이미지에
보다 많은 정보를 획득할 수 있는 스캐닝 방식의
공초점 현미경 시스템

제품 자세히보기



Spinning-disk Confocal microscope

스피닝 디스크 공초점 현미경

다양한 모듈 구성으로 확장성의 자유도가 높은
스피닝 디스크 타입의 공초점 현미경 시스템

제품 자세히보기





영인랩플러스

영인랩플러스는 49년간 한국 과학기술서비스 산업을 리드하고 있는 영인 관계사로서 1991년 설립 이래 해외 과학기술 전문 기업들과의 긴밀한 파트너 관계를 바탕으로 분석장비, 소모품 및 시약 등을 국공립연구소, 기업연구소, 대학 내 실험실 등에 제공하고 있습니다. 고객에게 최적의 상품을 선정하여 공급하고, 다양한 세미나, 기술자료, 데모 제공 등 독창적인 고객 지원 프로그램을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며 분야별 전문가가 제품 및 응용에 대해 상담해드립니다. 또한, 과학기자재 전문 쇼핑몰인 Labplus를 통해 항상 고객의 가까운 곳에서 지원하며 고객의 가치를 높이고, 우리나라 과학기술서비스 산업을 선도하고 있습니다.

보다 편리하고 안전한 실험으로 정확한 분석결과를 도출할 수 있는 해답을 영인랩플러스에서 찾아보세요!

T. 1588-3550 | www.labplus.co.kr | yilp@younginlp.com

analytichem

your science enabled

SNRG Heating Block 무기 분석을 위한 시료 전처리 장비



- 열과 산에 강한 Teflon 코팅된 흑연 블록 사용
- 태블릿 PC 형태의 컨트롤러로 온도, 시간 조절
- 한번에 48개 샘플 전처리 가능 (50ml tube 기준)
- 최대 240°C까지 가열 가능
- 다양한 종류의 튜브(재질, 용량) 선택하여 사용

데모 가능

TELEDYNE HANSON
Everywhere you look

2 in 1 System으로 최적의 효율! CD14 비교용출시험기



- 동급 사양 중 가장 컴팩트한 사이즈
- 비교용출시험이 가능한 14구 용출 시험기
- 효율성을 높인 2 in 1 시스템
좌우 6구씩 개별 시험 또는 하나의 12구 시험 가능
- 21 CFR Part 11 준수
- USP/FDA, EP, JP, KP 등 국제 규격 만족

biochrom

아미노산을 쉽고 편리하게 분석하는 아미노산 자동 분석기



- 최대 56종의 아미노산 동시 분석
- Long column life : 1500 - 3000 시료 분석
- 새로운 소프트웨어 Phoenix 출시 (21 CFR Part 11 준수)
- 응용분야 별 분석 method와 short method 제공
- 부어서 바로 쓰는 버퍼와 시약 (ISO 인증)

데모 가능

interscience

Automatic Colony Counter One-Click으로 빠르고 정확한 콜로니 계수

Scan® 4000



- 1초에 1,000개의 콜로니 계수
- 항생제 감수성 시험 가능
- 뛰어난 반복성 및 재현성
- 최소 검출 콜로니 크기: 0.05mm
- 콜로니 계수 제외 구역 설정 가능
- 21 CFR Part 11 준수

데모 가능

KOREA LAB 방문 고객을 위한 특별 세미나



주제	새롭게 개정된 Data Integrity에 부합되는 미생물 분석법 소개 - 데이터 완전성(Data Integrity) 지침에 맞는 Colony Counting
시간	4월 22일(화) 11:00 ~ 11:40
장소	현장세미나 D

KOREA LAB

영인랩플러스 부스 방문 고객을 위한 EVENT

제품 **견적 문의**나 **기술상담**을 받으신 고객님께
소정의 사은품을 드립니다.

사은품은 부스 방문 인원에 따라 조기 소진될 수 있습니다.





홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널

영인크로매스

영인크로매스는 1989년 국내 최초로 HPLC(고성능 액체 크로마토그래프)를 개발하였고, 지난 30여 년의 기술 축적으로 GC, GC/MS, HPLC, UHPLC를 개발 및 생산하여 누적 판매 9,000대를 돌파한 분석장비 전문 기업입니다. 최고의 국산 분석 기기와 기술을 국내뿐만 아니라 세계 50여 국가에 수출하여 첨단 분석기기 회사로서의 위상을 한층 높였습니다.

“ChroZen GC”는 대기환경, 석유화학, 온실가스, 반응분석, 수전해, 수소 및 연료전지 등 모든 가스분석을 위한 가스 전용 분석 시스템으로, 복잡한 시료의 성분 분리 및 정량이 가능하도록 모든 응용별 상담을 통한 커스터마이징 제작 및 최적의 서비스를 제공합니다.

T. 031-428-8700 | F. 031-428-8787 | www.youngincm.com | mkt@youngincm.com

정확하고 정밀한 유속 제어

ChroZen HPLC

- FlowMaster™ 기술을 통한 정확하고 정밀한 유속 제어
- 자동화된 퍼지 밸브로 사용자 편리성 증대
- 공기 순환형 Column Oven으로 안정적인 온도 제어
- Active Wash 기능으로 Autosampler Carry-over 개선



최고 수준의 정밀도, 감도 확보

ChroZen GC

- 전자유량제어(UPC) 적용으로 정확하고 정밀한 데이터 신뢰성 확보 (RT 재현성: < 0.0008min)
- 10.1인치 터치스크린으로 사용 편리성 증대
- Ultra-High Speed Motor 적용으로 빠른 냉각 속도 제공



New Generation High-end Mass

ChroZen TQ LC/MS

- 복잡한 매트릭스부터 강한 내구성을 유지할 수 있는 Active Exhaust 디자인
- 농약 PLS 외 잔류물질 동시 다성분 분석
- 수질 내 극미량 규제물질 모니터링 응용 솔루션



초순수제조장치 (Water Purification System)

Aquapuri Essence(+) Series

- 고품질 수지, 재료 사용으로 ASTM 기준 이상 수질 보장
- 수명 연장 신개발 필터 등 자체 개발 부품으로 유지보수 비용 절감
- 전면 화면을 통한 직관적인 장비 작동 및 필터 수명 확인



영인크로매스 전용 분석 시스템

HPLC전용 분석 시스템
당, 아미노산, 사포닌, 폴리페놀
비타민, 보존제, 포름알데히드
카테콜아민, 카바메이드

GC전용 분석 시스템
가스, 잔류용제, 지방산, VOC
황 화합물, 잔류농약, 프탈레이트
바이오디젤

분석 목적과 고객의 요구에 맞춘
크로마토그래피 장비와
소프트웨어 시스템을 함께 제공하는
분석 토탈 솔루션

각종 소모품 키트
함께 제공

장비의 기본 설정 및
분석 방법 제시
결과 보장으로
고객 만족도 실현



영인에스티

영인에스티(주)는 실험실 기초장비부터 정밀 측정/분석기기 등 다양한 제품군의 판매 및 서비스는 물론 환경, 제약, 방사능, 식품 등 고객님들의 응용에 최적화된 분석 지원, 사용 교육, 응용정보를 제공합니다. 고객 여러분들의 효율적인 분석을 위한 통합 솔루션을 통하여 고객 만족을 높이고, 신뢰를 쌓기위해 노력하고 있습니다.

또한 장비 수리, 소모품 구매, 검교정, 사용법 문의 등 신속한 비대면 서비스를 지원함으로써 고객분들과 가장 빠르게 소통하고, 고객별 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

T. 02-6190-9800 | F. 02-6190-9878 | www.younginst.com | info@younginst.com



제약/바이오 생산시설 실시간 환경 모니터링

파티클카운터, 에어샘플러 등의 장비와 더불어 환경 모니터링에 대한 모든 솔루션 제공



TOC 분석기

제약/바이오, 수질환경, 반도체 등 다양한 응용분야에 적합한 Sievers TOC 분석기



온도/습도 연속 모니터링(CMS) 및 맵핑

자체 소프트웨어 viewLinc 을 통한 실시간 연속 모니터링/커스터마이징 레포트




휴대용/온라인 탁도계

신속하고 정밀한 탁도 측정을 통한 수질 분석 및 관리



휴대용 LIBS/XRF

가벼운 무게로 현장에서의 사용이 용이한 휴대용 LIBS/XRF 솔루션 공급



측정/분석장비

라만분광기, 열화상카메라 등 다양한 산업분야에 적용 가능한 측정/분석 장비 공급



영인에스티, KOREA LAB / COPHEX 동시 참가

영인에스티는 오는 4월 22일부터 25일까지 진행되는 KOREA LAB 2025와 COPHEX 2025에 동시 참가합니다. 하나의 전시회에 사전 등록하시면 동시 개최되는 모든 전시회를 무료로 관람하실 수 있습니다. 전시 제품 관련하여 유익한 현장 세미나도 함께 진행하고 있으니 많은 관심 부탁드립니다.

COPHEX 2025 (국제제약·바이오·화장품기술전)

영인에스티 부스 위치: 킨텍스 제1전시장 4F301 부스

KOREA LAB 2025 (국제연구·실험 및 첨단분석장비전)

영인에스티 부스 위치: 킨텍스 제2전시장 7M101 부스



전시회 사전 등록

세미나 신청하기



홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널

영인에스엔

영인에스엔은 40여년의 첨단 시험 분석기기의 개발, 생산, 판매, 서비스 및 시험분석 서비스 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 여러분의 연구 실험실을 안전하고, 생산성을 높은 효율적인 실험실로 구축하여 드립니다.

T. 031-460-9370 | F. 031-460-9399 | www.younginsn.com | master@younginsn.com

영인에스엔이 제공하는 SMART LAB Consulting 실험실 설계·컨설팅부터 전문 시공 서비스까지!

Lab Furniture & Environment

- 실험실 가구 및 시약장
- 분석장비 전용 실험대
- 맞춤 제작가구
- 납품 및 배치 공급
- 실험실 바닥·천정·칸막이 공사

Electrical Work

- 실험 장비별 전원 공급
- UPS/AVR 설비
- 전기 공사

Ventilation & Exhaust Work

- 실험실 특성에 맞춘 급기/배기/공조 공사

Air Conditioning & Heating System

- 실험실별 냉난방 시스템 구축
- 향온 향습 설비 공사



Safety & Firefighting Equipment

- 비상 샤워, 아이워셔, 소화기
- 소방법/화학물질관리법/연구실안전법 등 법규에 맞는 설비 구축 및 컨설팅
- 실험실 안전용품 공급

Water Plumbing System

- 실험실 급수/배수
- 실험 폐수/폐액 관리

Lab Gas System

- 외·내부 가스 저장소
- 실험용 가스 안전사고 예방 및 개선
- 가스라인 공사

실험실 설계 프로세스




문의 상담

홈페이지/전화 상담
www.younginsn.com
031-460-9370




현장 조사

고객 실무 현장 조사
및 의견 수렴



실험실 설계

고객 요청사항 및
실험실 규정에 맞는
실험실 설계



시공 및 컨설팅 진행

실험실 규정에 맞는
제품 선정 및 시공 진행



장비 운영 교육

신규·기존 장비에 대한
장비 운영/시운전 교육
및 장비유지보수 교육

오직 영인에스엔에서만 만날 수 있는 Partnership

Shibayama Scientific



116년 역사의 일본 자동 점도계 제조사
전 세계 다수 정유 회사QC에서 활용중

MEDICATEC



혈액 샘플 세척기의 기준
국내 혈액 분석 센터에서 사용중

FOSSIL ION TECH



생체분석장비의 완벽한 이온화 시스템
호흡 분석, VOC 및 Volatilomics

Yamato Scientific



실험실 기초장비의 모든 것
오븐, 농축기, 인큐베이터, 회화로 등



솔루션렌탈

솔루션렌탈(주)은 B2B렌탈 전문 법인으로, 2024년 기준 누적 영업계약 2,000억원을 달성하며 급격하게 성장하고 있습니다.

솔루션렌탈(주)을 통해 분석장비, 의료장비, 헬스케어장비, 연구실 구축, 스마트팩토리 등 고객이 필요로 하는 모든 제품을 렌탈로 이용하실 수 있습니다. 초기 투자 부담금 완화, 효율적인 자금 운영을 위해 고객 니즈에 최적화된 맞춤 렌탈 솔루션을 경험해보세요!

T. 02-869-7300 | www.solutionrental.com | cs@solutionrental.com

연구 분석장비 렌탈은 솔루션렌탈에서 !!

고객이 필요로 하는 모든 제품을 렌탈로 공급합니다.



솔루션렌탈의 “렌탈 솔루션”

	공급사 & 제조사	솔루션렌탈	고객사
렌탈의 장점	매출채권 즉시 회수 자금 유동성 확보		한정된 재화의 효율적 사용
계약 방법	공급 계약 렌탈 계약		
대금 지급	※ 납품 확인 일시납	분납	※ 렌탈 기간별 분할 납부
워런티	공급사 보장		

QR코드로 알아보는 렌탈 솔루션



솔루션렌탈 소개



의료장비 렌탈



연구과제비 렌탈



Sales & Lease Back

명함을 제출하시면 다양한 이벤트 참여 기회가 팡팡!

현장 이벤트 1

가차머신 돌리고,
푸짐한 경품 당첨의 주인공이 되어보세요!



현장 이벤트 2

솔루션렌탈 부스를 방문하시면
맛있는 팝콘을 드려요!





영인에이스

The Ace of Mass Spectrometry

국내 최초, 유일의 사중극자 질량분석기 제조사 영인에이스는 2021년 이온분자반응 질량분석기 런칭을 시작으로, 고객이 필요로 하는 다양한 질량분석 솔루션을 제공하기 위하여 각 분야의 전문가들이 모여 만든 질량분석기 전문 기업입니다.

T. 031-340-3100 | www.younginace.com | sales@younginace.com

BRAND NEW!

ACE 3000 ICP-MS

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer

- 극미량 무기원소 분석을 위한 대표 장비
- 다원소 동시 분석
- Collision Reaction Cell 활용 방해물질로 인한 간섭 제거
- 복잡한 시료 매트릭스에서도 정확한 분석 결과 제공
- 특화된 OAC 렌즈 디자인으로 이온 이동 효율 증대
- 나노입자 분석을 위한 전용 솔루션 제공

#중금속 #이차전지 #반도체 #식품 #화장품 #환경



ACE 1100 IMR-MS

Ion Molecule Reaction Mass Spectrometer

- 신속 분석: 시료의 전처리, 분리 과정을 배제한 직접 분석
- 실시간 분석: 시료 주입과 동시에 결과 확인
- 정확한 결과: 단순한 질량 스펙트럼으로 명쾌한 결과 해석
- 이동 실험실: 차량에 탑재하여 현장에서 즉시 분석
- 모니터링: 연속적인 분석 결과 확인(24hrs/7days)

#대기오염 #모바일랩 #실내공기질 #악취 #반도체공정



#한국의 ICP-MS #중금속분석 #다원소 동시분석

더욱 다양한 소식을

영인에이스 유튜브 채널에서 확인해보세요!

- QR 코드를 스캔하시고, 영인에이스 유튜브 채널에서 ACE 3000 ICP-MS의 자세한 정보를 확인하세요!
- 영인에이스의 부스를 방문하시는  유튜브 구독자분들께 모두 선물을 드리니 많은 관심 부탁드립니다.



영인에이스
YOUNG IN ACE



QR 코드를 스캔해보세요

#분석

#솔루션

#세미나 문의


영인에이스, 방문 세미나 신청하세요



031-340-3100



sales@younginace.com





영인에이티

영인에이티(주)는 ‘인정받는 고객파트너’라는 목표와 함께 고객에게 더욱 향상된 솔루션을 제공해드리고자 설립한 계측/분석 장비 판매 및 서비스 전문 회사입니다.

영인에이티(주)에서 제공하는 성분 및 계측 분석 솔루션, 전기화학 및 배터리 솔루션은 R&D부터 다양한 산업에 이르기까지 그 활용성을 두루 인정받고 있습니다.

T. 031-460-9300 | www.younginat.com | mkt@younginat.com

다양한 프로브(15 μ m~1.2mm)단위로
마이크로 수준의 고감도·고속 매핑이 가능한

비파괴 성분 분석 솔루션

메이커

HORIBA

모델명

Micro-XRF - XGT-9000 Expert

특징

- 형광 이미지와 투과X선 이미지 동시 획득으로 국소 부분의 내부 구조를 해석하여 보이지 않는 영역까지 분석 가능
- 4가지 측정 모드 지원: Whole vacuum, Partial vacuum, Whole ambient, He purge(옵션)
- 입자 검출 모드로 분석 이미지를 통해 자동으로 입자 정보 추출(개수, 좌표, 크기 등)



표면의 미세 결함을 마이크로 단위로 측정 및 분석 가능한

3D 이미징 시스템

메이커


Gelsight

모델명

Gelsight Mobile

특징

- 표면의 3D 이미지를 측정하고, 정확하게 시각화 해주는 휴대용 기기
- 일반적인 상황에서 보기 어려운 미세 구조 확인
- 금속이나 유리를 포함한 모든 표면에서 사용 가능



대상 물체의 표면을 3D로 디지털화하여 크기, 형태, 색상,
깊이 정보를 확인 가능한

트래커형 무선 3D 스캐너

메이커

SCANTECH

모델명

NimbleTrack

특징

- 트래커 타입의 무선 3D스캐닝 시스템으로 전원 및 데이터 전송 케이블없이 무선으로 3D 스캐너와 트래커 사용 가능
- 제약 및 반도체 제조 현장 설비 관리 및 다양한 제품의 측정, 검사, 연구개발, 디자인 등에 활용 가능

응용분야

- 치수검사: 부품이 설계된 대로 만들어졌는지 확인해야 할 때, 스캔한 데이터를 설계 도면과 비교하여 부품의 치수 및 기하공차 검사
- 역설계: 오래된 기계의 부품이 고장 또는 단종으로 그 부품을 구할 수 없을 때, 스캔한 데이터를 이용해 교체 부품 제작





홈페이지



네이버 블로그



카카오톡 채널

영인크로텍

영인크로텍(주)은 Waters LC 분석 장비와 소모품을 포함하여 SARTORIUS, FOSS, ANKOM, CRYSTE, VICAM사의 협력 파트너로서 최고의 서비스, 최상의 제품만을 공급하도록 항상 노력하고 있습니다.

T.02-6207-1480 | www.younginct.com | sales@younginct.com

Waters™

- 고성능 크로마토그래피 시스템 및 관련 소모품
- 질량 분석 시스템



SARTORIUS

- 정밀저울/피펫
- 초순수 제조장치
- 여과 및 정제 소모품



FOSS

- 응용별 NIR
- Kjeldahl 분석 솔루션



ANKOM TECHNOLOGY

- 자동 식이섬유 분석기
- 산 가수분해 장치
- 조섬유 추출 장비
- 조지방 추출 장비



CRYSTE

- 원심분리기 (실험용/의료용)
- 생물안전작업대 (BSC)



VICAM™

A Waters Business

- 곰팡이독소 분석 면역친화성 컬럼



SHIMADZU

- UV-Vis 분광광도계



VACUUBRAND®

- 내화학 진공 조절 펌프



KOREA LAB 2025 영인크로텍 부스 방문객 한정 소모품 할인권 증정 이벤트!

영인크로텍 부스를 방문해주셔서 마케팅 활용에 동의해주시는 첫구매 고객에 한하여 Waters 모든 소모품(장비 부품 제외) 구매에 사용 가능한 25% 할인 쿠폰을 증정해 드립니다.

크로마토그래피 소모품



LC컬럼



샘플 전처리



표준물질 및 시약



플레이트/바이알



응용키트



영인엠텍

영인엠텍은 실험실과 공정에서 사용하는 전처리/합성/측정 시스템의 판매와 서비스를 지원합니다.

환경, 식품, 제약/바이오, 화장품 등 대부분의 실험실에서 사용되는 기초 장비부터 환경이나 바이오 등 특정 분야를 위한 전문 시스템까지 다양한 제품과 소모품을 공급하고 있으며, 제품의 단순 판매를 넘어 시스템 설치, 사용자 교육, 분석 지원, 워크샵 등 고객의 안전한 사용을 위한 서비스를 제공하고 있습니다.

T. 02-6207-6710 | www.younginmt.com | info@younginmt.com



마이크로웨이브 유/무기 합성 시스템 Discover 2.0



- 신속한 합성 및 높은 합성 수율
- 100mL 밀폐형 용기 사용 & 내장 카메라(옵션)
- 비접촉식 온도 센서 & 자동 압력 조절

[제품 자세히 보기](#)

데모 지원



플로우 이미징 현미경 시스템 FlowCam 8000



- 디지털 이미징 + 유세포 분석 + 현미경
- 300nm~2μm 또는 2μm~1mm 입자 확인
- 컴팩트한 탁상용 사이즈(37X41X65cm)

[제품 자세히 보기](#)


마이크로웨이브 산분해 전처리 시스템 BLADE



- 약 7분의 신속한 산분해 전처리
- 툴없이 손으로, 간편한 용기 조립
- 마그네틱 바를 이용한 믹싱 & 내장 카메라

[제품 자세히 보기](#)

데모 지원



세계 최초 100MHz 탁상용 NMR 100e/100PRO




- 탁상형 최초 100MHz(2.35T) 주파수
- 간편하고 신속한 시스템 구동과 데이터 처리
- 냉매 미사용으로 유지보수비용 절감

[제품 자세히 보기](#)

데모 지원



루틴 분석을 위한 소형 FT-IR ALPHA II



- 통합형 설계로 매우 견고한 소형 FT-IR
- 고품질의 내구성과 10년의 워런티 기간
- 응용에 따른 다양한 샘플링 모듈 & 간편한 교체

[제품 자세히 보기](#)

데모 지원



6 Log 멸균! 과산화수소 공간 멸균기 BioReset Max



- 제한된 오염 구역(실내, BSC 등)의 완벽한 멸균
- 원격 제어를 통한 안전한 사용
- 이동과 공간 효율성이 높은 콤팩트한 시스템

[제품 자세히 보기](#)