

LAB KOREA LAB 2024

국제연구·실험 및 첨단분석장비전

2024.04.23(화)~04.26(금)
 일산 KINTEX 제2전시장
 10:00~17:00 (마지막 날, 16:00까지)
 영인 관계사 부스 위치: 8I101, 8J101

About Young In

영인 관계사는 세계 최고 수준의 분석 과학기기 업체와의 전략적 파트너십을 바탕으로, 국내외 고객들에게 첨단 분석 기술과 제품을 통한 솔루션을 개발하고 지원함으로써 고객 가치를 향상시켜왔습니다. 국내 유일의 자체 개발/생산되는 HPLC, GC 등의 크로마토그래프 분석 기기, 실험실 기초장비, 기타 산업장비 등을 국내 및 전 세계로 판매하며 실험실 컨설팅, 과학기기 렌탈 서비스 등 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 오는 KOREA LAB 2024에 참가하여 다양한 첨단 분석 기술 및 장비들을 선보일 예정이니 부스에 많은 방문 부탁드립니다.

영인과학

다양한 최신 분석 동향과 크로마토그래피 응용분석 솔루션을 만나보실 수 있는 **영인과학 코리아랩 세미나**에 초대합니다!

세미나신청하기



영인랩플러스

KOREA LAB 방문고객을 위한 EVENT!
영인랩플러스 부스를 방문해주세요!

제품 상담을 받으시면 사은품을 드립니다!
 (일일 수량 한정)



영인크로매스

One Stop Total Solution

모든 가스 분석을 위한 GC부터 AI 기술을 적용한 최초의 HPLC까지

영인크로매스에서 만나보세요!



영인에스티

영인에스티는 KOREALAB과 COPHEX에 동시 참가합니다!

양쪽 부스를 모두 방문해주신 고객님들께 소정의 기념품을 증정드릴 예정이니 많은 관심 부탁드립니다!

전시제품 정보

전시회 사전등록



영인에스엔



- 실험실 설계 및 컨설팅
- 실험실 리모델링
- 실험실 운영 유틸리티 시공
- 인 지정 기관 구축
- 실험실 기자재 및 장비 공급
- 실험실 환경 진단 및 개선
- 실험실 응용 분석 제공
- 실험실 연구소 이전

솔루션렌탈

연구분석기기부터 실험실 구축까지!
 B2B 렌탈 전문 솔루션렌탈과 함께 해보세요!

솔루션렌탈 부스 방문하시고
 푸짐한 경품 추천 행운을 누리보세요!



영인에이스

한국의 기술로 탄생한 질량분석기
IMR-MS, ICP-MS 영인에이스 부스에서 만나보세요!



영인에이티

인정받는 고객 파트너, 영인에이티

- 성분 분석 솔루션
- 계측 분석 솔루션
- 전기화학 분석 솔루션
- 배터리 테스트 솔루션



영인크롬텍

분석 솔루션 파트너, 영인크롬텍!

- 크로마토그래피 시스템 & 소모품
- 일반 실험실 장비
- 전처리 장비

코리아랩 부스 방문객 한정
 크로마토그래피 소모품 할인권 증정 이벤트 진행



영인엠텍

산 분해 전처리의 새로운 패러다임
 순차형 마이크로웨이브 시료 전처리 시스템

KOREA LAB 2024 현장 세미나 진행

- 4월 26일 오전 11시: 무기 분석을 위한 산 분해 전처리
- 세미나 문의: info@younginmt.com / 02-6207-6710

세미나 신청





홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널

영인과학

영인과학은 1976년 창립 이래 세계 최고 수준의 분석 과학기기 회사와의 전략적 파트너십을 맺고, 첨단 분석기술과 최적의 솔루션을 제공하고 있는 40여 년 역사의 국내 분석 과학기기 회사입니다.

유기 및 무기물 분석을 위한 다양한 첨단 시험 분석기기의 수입 판매와 더불어 20여 년 경력의 분석기기 서비스 지원인력을 보유하여, 고객 여러분의 분석 목적과 응용에 따른 최신 분석 솔루션 서비스를 지원해드리고 있습니다.

T.02-519-7300 | www.youngin.com | channel@youngin.com

GERSTEL

MAKING LABS WORK

MultiPurpose AutoSampler 다목적 오토샘플러

고품질의 크로마토그래피 분석을 위한
시료 전처리 자동화 솔루션



제품 자세히보기



Vacuum UV Spectroscopy 진공 자외선 검출기

복잡한 구조 이성질체 분석부터
고감도 수분 함량까지
고감도 분석이 가능한
세계 최초 GC용 UV검출기



제품 자세히보기

ENTECH

INSTRUMENTS

Canister Autosampler 대기 시료 자동 주입기

약취 분석 및 대기 중 미량 VOCs의
분석을 위한 GC 및 GC/MS용
기상 시료 전처리 자동화 장비



제품 자세히보기

FRONTIER LAB

Multi-Shot Pyrolyzer 멀티샷 파이롤라이저

미세플라스틱 및 프탈레이트와 같은
고분자 화합물 및 첨가제 분석을 위한
GC/MS용 열분해 전처리 시스템



제품 자세히보기

MODULESCI

Table-Top SEM 탁상형 주사전자현미경

누구나 사용이 편리한
고성능의 컴팩트한
주사전자현미경



제품 자세히보기

Nikon Instruments

Confocal Microscope System 공초점 현미경 시스템

F.O.V. 25mm의 넓은 시야로
한 장의 이미지에 보다 많은
정보를 획득할 수 있는
공초점 현미경 시스템



제품 자세히보기

현재 크로마토그래피 분석 결과 만족하시나요?

영인과학의 고품질 데모 체험 서비스를 신청하세요!

최신 크로마토그래피 분석 장비를 경험하고자 하는 고객 누구나
시료 분석 데이터를 무상으로 검증해보실 수 있습니다!

영인과학 취급 제품 바로가기

데모 체험 신청하기





홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널

영인랩플러스

영인랩플러스(舊. 영화과학)는 40여 년간 한국 과학기술서비스 산업을 리드하고 있는 영인그룹 관계사로서 1991년 설립 이래 해외 과학기술 전문 기업들과의 긴밀한 파트너 관계를 바탕으로 분석장비, 소모품 및 시약 등을 국공립연구소, 기업연구소, 대학 내 실험실 등에 제공하고 있습니다. 고객에게 최적의 상품을 선정하여 공급하고, 다양한 세미나, 기술자료, 데모 제공 등 독창적인 고객 지원 프로그램을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며 분야별 전문가가 제품 및 응용에 대해 상담해 드립니다. 또한, 과학기자재 전문 쇼핑몰인 'Labplus' 운영을 통해 항상 고객의 가까운 곳에서 지원하며 고객의 가치를 높이고 우리나라 과학기술서비스 산업을 선도하고 있습니다.

보다 편리하고 안전한 실험으로 정확한 분석결과를 도출할 수 있는 해답을 영인랩플러스에서 찾아보세요!

T. 02-2140-5400 | www.labplus.co.kr | yilp@younginlp.com



SNRG Heating Block

무기분석을 위한 시료 전처리 장비



- 열과 산에 강한 Teflon 코팅된 흑연 블록 사용
- 태블릿 PC 형태의 컨트롤러로 온도, 시간 조절
- 한번에 48개 샘플 전처리 가능 (50ml tube 기준)
- 최대 240°C까지 가열 가능
- 다양한 종류의 튜브(재질, 용량) 선택하여 사용



2 in 1 System으로 최적의 효율!

CD14 비교용출시험기



- 동급 사양 중 가장 컴팩트한 사이즈
- 비교용출시험이 가능한 14구 용출 시험기
- 효율성을 높인 2in 1 시스템 (좌우 6구씩 개별 시험 또는 하나의 12구 시험 가능)
- 21 CFR Part 11 준수
- USP/FDA, EP, JP, KP 등 국제 규격 만족



더욱 조용해진 대용량 질소 발생기

CASTORE IQ Intelligent Quiet



데모 및 렌탈 가능

- 실험실 질소 실린더 대체
- LCMS 이동상
- 질소 및 에어 함께 공급 가능
- Inverter 방식으로 소음, 전력 소모량을 줄임
- 소음 48dB(A)
- 24시간 가동 가능



Automatic Colony Counter

One-Click으로 빠르고 정확한 콜로니 계수

Scan® 4000



데모 가능

- 1초에 1,000개의 콜로니 계수
- 항생제 감수성 시험 가능
- 뛰어난 반복성 및 재현성
- 최소 검출 콜로니 크기: 0.05mm
- 콜로니 계수 제외 구역 설정 가능
- 21 CFR Part 11 준수

KOREA LAB 방문 고객을 위한 특별 세미나



	주제	시간	장소
1	데이터 품질을 높이는 가장 간단한 방법! 시료 전처리의 모든 것 시료 전처리 기본 이론 및 데이터 품질을 높일 수 있는 시료 전처리 방법을 소개합니다.	4월 23일 (화) 14:00~14:40	현장 세미나 G
2	미생물 배양 분석의 기초이론 및 실험실 장비 소개 미생물 배양 분석법에 대한 기초 이론 소개와 효율적인 실험 진행을 위한 실험실 장비를 소개합니다.	4월 25일 (목) 14:00~14:40	

KOREA LAB

영인랩플러스 부스 방문 고객을 위한 EVENT

제품 견적 문의나 기술상담을 받으신 고객님의 소정의 사은품을 드립니다.



사은품은 부스 방문 인원내 따라 조기 소진 될 수 있습니다.



홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널

영인크로매스

영인크로매스는 1989년 국내 최초로 HPLC(고성능 액체 크로마토그래프)를 개발하였고, 지난 30여 년의 기술 축적으로 GC, GC/MS, HPLC, UHPLC를 개발 및 생산하여 누적 판매 9,000대를 돌파한 분석장비 전문 기업입니다. 최고의 국산 분석 기기와 기술을 국내뿐만 아니라 세계 50여 국가에 수출하여 첨단 분석기기 회사로서의 위상을 한층 높였습니다.

“ChroZen GC”는 대기환경, 석유화학, 온실가스, 반응분석, 수전해, 수소 및 연료전지 등 모든 가스분석을 위한 가스 전용 분석 시스템으로, 복잡한 시료의 성분 분리 및 정량이 가능하도록 모든 응용별 상담을 통한 커스터마이징 제작 및 최적의 서비스를 제공합니다.

T. 031-428-8700 | F. 031-428-8787 | www.youngincom.com | mkt@youngincom.com

정확하고 정밀한 유속 제어

ChroZen HPLC

- FlowMaster™ 기술을 통한 정확하고 정밀한 유속 제어
- 자동화된 퍼지 밸브로 사용자 편리성 증대
- 공기 순환형 Column Oven으로 안정적인 온도 제어
- Active Wash 기능으로 Autosampler Carry-over 개선



최고 수준의 정밀도, 감도 확보

ChroZen GC

- 전자유량제어(UPC) 적용으로 정확하고 정밀한 데이터 신뢰성 확보 (RT 재현성 : <0.0008min)
- 10.1인치 터치스크린으로 사용 편리성 증대
- Ultra-High Speed Motor 적용으로 빠른 냉각 속도 제공



New Generation High-end Mass

ChroZen TQ LC/MS

- 복잡한 매트릭스부터 강한 내구성을 유지할 수 있는 Active Exhaust 디자인
- 농약 PLS와 잔류물질 동시 다성분 분석
- 수질 내 극미량 규제물질 모니터링 응용 솔루션



보급형 초순수제조장치

aquapuri Essence Series

- 고품질 수지, 재료 사용으로 ASTM 기준 이상 수질 보장
- 수명 연장 신개발 필터 등 자체 개발 부품으로 유지보수 비용 절감
- 전면 화면을 통한 직관적인 장비 작동 및 필터 수명 확인



영인크로매스 전용 분석 시스템

- 분석 목적과 고객의 요구에 맞춘 크로마토그래피 장비와 소프트웨어 시스템을 함께 제공하는 분석 토탈 솔루션
- 각종 소모품 키트 함께 제공
- 장비의 기본 설정 및 분석 방법 제시, 결과 보장으로 고객 만족도 실현
- HPLC전용 분석 시스템: 당, 아미노산, 사포닌, 폴리페놀, 비타민, 보존제, 포름알데히드, 카테콜아민, 카바메이트
- GC전용 분석 시스템: 가스, 잔류용제, 지방산, VOC, 향 화합물, 잔류농약, 프탈레이트, 바이오디젤



홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널

영인에스티

영인에스티(주)는 실험실 기초장비부터 정밀 측정/분석기기 등 다양한 제품군의 판매 및 서비스는 물론 환경, 제약, 방사능, 식품 등 고객님들의 응용에 최적화된 분석 지원, 사용 교육, 응용정보를 제공합니다. 고객 여러분들의 효율적인 분석을 위한 통합 솔루션을 통하여 고객 만족을 높이고, 신뢰를 쌓기위해 노력하고 있습니다.

또한 장비 수리, 소모품 구매, 검교정, 사용법 문의 등 신속한 비대면 서비스를 지원함으로써 고객분들과 가장 빠르게 소통 하고, 고객별 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

T. 02-6190-9800 | F. 02-6190-9878 | www.younginst.com | info@younginst.com



제약/바이오 생산시설 실시간 환경 모니터링

파티클카운터, 에어샘플러 등의 장비와 더불어 환경 모니터링에 대한 모든 솔루션 제공



제조 용수, 클리닝 밸리데이션을 위한 TOC 분석기, 엔도톡신 테스트

KP, USP, EP, JP 등의 규제 및 GMP 등의 가이드라인 준수



온도/습도 연속 모니터링(CMS) 및 맵핑

자체 소프트웨어 viewLinc 을 통한 실시간 연속 모니터링/커스터마이징 레포트



실험실 기초 장비

회전증발농축기, 교반기, шей커 및 믹서, 연동 펌프, 실험실용 오토클레이브 등 공급



실험실 기본 장비

BSC 및 흡후드, 아이슬레이터, CO₂ 인큐베이터, 시약 냉장고 및 냉동고 등 공급



영인에스티, KOREA LAB / COPHEX 동시 참가

영인에스티는 오는 4월 23일부터 26일까지 진행되는 KOREA LAB 2024와 COPHEX 2024에 동시 참가합니다. 양쪽 부스를 모두 방문해주시는 분들께는 소정의 기념품도 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. 하나의 전시회에 사전 등록하시면 동시 개최되는 모든 전시회를 무료로 관람하실 수 있습니다.

COPHEX 2024 (국제제약·바이오·화장품기술전)

영인에스티 부스 위치: 킨텍스 제1전시장 8J101 부스

KOREA LAB 2024 (국제연구·실험 및 첨단분석장비전)

영인에스티 부스 위치: 킨텍스 제2전시장 4F115 부스



전시회 사전 등록



홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널


영인에스엔

영인에스엔은 실험실 컨설팅/구축 사업, 과학기기 전문 물류/구매대행 사업, 실험실 기초장비 공급 사업 등 과학기술 토털 서비스를 제공하는 전문 기업입니다. 국내는 물론 해외 유수의 실험실과 연구실 구축을 위한 컨설팅 서비스는 물론, 실험실 레이아웃, 설비 및 가구, 리모델링 공사/공조, 연구/실험 장비의 선정과 공급, 설치와 유지보수까지 최적의 실험실 운영에 필요한 토털 솔루션을 제공합니다. 또한, 글로벌 브랜드의 실험실 기초/분석 장비, 기자재, 소모품 등을 직접 공급하고 있으며 전문적인 물류와 구매대행 서비스를 통해 원하시는 제품을 빠르고 안전하게 공급해드리고 있습니다. 영인에스엔은 국내는 물론 글로벌 과학기술 시장의 다양한 사업을 개척하고 비즈니스 영역을 확대해 나감으로써 고객 여러분과 함께 세계로 성장해가는 기업이 되겠습니다.


T. 031-460-9370 | F. 031-460-9399 | www.younginsn.com | master@younginsn.com

영인에스엔이 제공하는 SMART한 실험실 구축 시스템


실험실 설계·컨설팅부터 전문 시공 서비스까지!



실험실 설계 프로세스



실험실 환경 진단 및 개선 설계 도면, 3D 도면, 렌더링 동영상 제공



연구실 안전법, 실험실 안전지침 등의 기준에 맞춘 환경으로 개선 간과되기 쉬운 실험실 전기 라인, 급수 배수라인, 급배기 시스템 제공



상담 및 문의: 영인에스엔

TEL. 031-460-9370 E-MAIL. master@younginsn.com



홈페이지



네이버 블로그



유튜브 채널

솔루션렌탈

솔루션렌탈(주)은 B2B 렌탈 전문 법인으로 2023년 기준 누적 영업계약 1,600억원을 달성하며 급격하게 성장하고 있습니다.

솔루션렌탈(주)을 통해 분석장비, 시설/원자재, 헬스케어, 전자통신, 반도체 소재, 소비재 등 고객이 필요로 하는 모든 제품을 렌탈로 이용하실 수 있습니다. 초기 투자 부담감을 완화, 효율적인 자금 운영을 위해 고객 니즈에 최적화된 맞춤 솔루션을 경험해보세요.

T. 02-869-7300 | www.solutionrental.com | cs@solutionrental.com

연구 분석장비 렌탈은 솔루션렌탈에서 !!

솔루션렌탈은 고객이 필요로 하는 모든 제품을 렌탈로 공급합니다.



렌탈 소개

	공급사 & 제조사	솔루션렌탈	고객사
렌탈의 장점	매출채권 즉시 회수 자금 유동성 확보		한정된 재화의 효율적 사용
계약 방법		공급 계약	렌탈 계약
대금 지급	※ 납품 확인	일시납	분납 ※ 렌탈 기간별 분할 납부
워런티			공급사 보장

방역로봇 DI

- ✓ 친환경 대면 방역
- ✓ 바닥&대기 살균
- ✓ 코로나 방역 가능
- ✓ 첨단 AI 자율주행
- ✓ 즉시/정지 방역



솔루션렌탈은 현대로보틱스 공식 대리점입니다.



이벤트



현장이벤트1
 광없는
 추억의 뽑기이벤트!



현장이벤트2
 솔루션렌탈 부스를 방문하시면
 맛있는 팝콘을 드려요!



홈페이지



유튜브 채널

영인에이스

The Ace of Mass Spectrometry

국내 최초, 유일의 사중극자 질량분석기 제조사 영인에이스는 2021년 이온분자반응 질량분석기 런칭을 시작으로, 고객이 필요로 하는 다양한 질량분석 솔루션을 제공하기 위하여 각 분야의 전문가들이 모여 만든 질량분석기 전문 기업입니다.

T. 031-340-3100 | www.younginace.com | sales@younginace.com

BRAND NEW!

ACE 3000 ICP-MS

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer

- 극미량 무기원소 분석을 위한 대표 장비
- 다원소 동시 분석
- Collision Reaction Cell 활용 방해물질로 인한 간섭 제거
- 복잡한 시료 매트릭스에서도 정확한 분석 결과 제공
- 특화된 OAC 렌즈 디자인으로 이온 이동 효율 증대
- 나노입자 분석을 위한 전용 솔루션 제공

#반도체 #이차전지 #중금속 #환경 #식품 #화장품



ACE 1100 IMR-MS

Ion Molecule Reaction Mass Spectrometer

- 신속 분석: 시료의 전처리, 분리 과정을 배제한 직접 분석
- 실시간 분석: 시료 주입과 동시에 결과 확인
- 정확한 결과: 단순한 질량 스펙트럼으로 결과 해석 명쾌함
- 이동 실험실: 차량에 탑재하여 현장에서 즉시 분석
- 모니터링: 연속적인 분석 결과 확인(24hrs/7days)

#대기오염 #수질오염 #실내공기질 #약취 #반도체공정




영인에이스
YOUNG IN ACE



QR 코드를 스캔해보세요

더욱 다양한 소식을 영인에이스 홈페이지에서 확인해보세요!

- QR 코드를 스캔하시고, 영인에이스 홈페이지에서 ACE 1100 IMR-MS의 자세한 정보를 확인하세요!
- 영인에이스의 부스를 방문하시는  유튜브 구독자분들께 모두 선물을 드리니 많은 관심 부탁드립니다.



홈페이지



성분계측 블로그



전기화학 블로그



유튜브 채널

영인에이티

영인에이티(주)는 '인정받는 고객파트너'라는 목표와 함께 고객에게 더욱 향상된 솔루션을 제공해드리고자 설립한 계측/분석 장비 판매 및 서비스 전문 회사입니다.

영인에이티(주)에서 제공하는 성분 및 계측 분석 솔루션, 전기화학 및 배터리 솔루션은 R&D부터 다양한 산업에 이르기까지 그 활용성을 두루 인정받고 있습니다.

T. 031-460-9300 | www.younginat.com | mkt@younginat.com

표면의 미세 결함을 마이크로 단위로 측정 및 분석 가능 3D 이미징 시스템

메이커


Gelsight

모델명

Gelsight Mobile

특징

다양한 물질(금속, 유리, 탄소섬유) 및 표면(반사, 투명) 측정 가능



VersaSTAT3A는 표준 사양의 장비로 테크닉 별 시스템 구성을 할 수 있는 경제적인 가격의 Potentiostat/Galvanostat

전기화학 분석기

메이커

Princeton Applied Research

모델명

VersaSTAT3A

특징

 전압 범위: $\pm 12V$, 전류 범위: $\pm 2A$, 전기화학, 부식/방식, 배터리/연료전지, 도금 연구 사용


석유화학 분야에서 많이 사용하는 총 황분(Total Sulfur), 총 질소(Total Nitrogen) 분석기 총황/총질소 분석기

메이커

TE Instruments

모델명

Xplorer-V

특징

극미량부터 고농도까지 최소한의 전처리로 측정 가능





홈페이지



네이버 블로그



카카오톡 채널

영인크롬텍

영인크롬텍(주)은 Waters LC 분석 장비와 소모품을 포함하여 SARTORIUS, BUCHI, VICAM, ANKOM, CRYSTE사의 협력 파트너로서 최고의 서비스, 최상의 제품만을 공급하도록 항상 노력하고 있습니다.

T.02-6207-1480 | www.younginct.com | sales@younginct.com

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

- 고성능 크로마토그래피 시스템 및 관련 소모품
- 질량 분석 시스템



SARTORIUS

- 정밀저울/피펫
- 초순수 제조장치
- 여과 및 정제 소모품



BUCHI

- 농축 솔루션
- 킬달 분석 솔루션
- 추출 솔루션
- 분무/건조 솔루션



CRYSTE

- 원심분리기 (실험용/의료용)
- 생물안전작업대 (BSC)
- 오토클레이브
- 배양기/진탕기



ANKOM

TECHNOLOGY

- 자동 식이섬유 분석기
- 산 가수분해 장치
- 조섬유 추출 장비
- 조지방 추출 장비



VICAM

A Waters Business

- 곰팡이독소 전처리 카트리지




KOREA LAB 2024 영인크롬텍 부스 방문객 한정 소모품 할인권 증정 이벤트!

영인크롬텍 부스를 방문해주셔서 마케팅활용에 동의해주시는 첫구매 고객에 한하여 Waters 모든 소모품(장비 부품 제외) 구매에 사용 가능한 20% 할인 쿠폰을 증정해 드립니다.

크로마토그래피 소모품

✓ 컬럼

- Waters 컬럼은 최신 기술을 활용하여 부동태화와 분석법 최적화에 소비되는 분석 시간을 단축시키고 재현성, 감도 등 전체적인 결과 품질을 향상시킵니다.
- HPLC, UPC2, UPLC/UHPLC, GPC/SEC 포맷을 지원합니다.
- MaxPeak Premier 컬럼 (ACQUITY | Atlantis | CORTECS | XBridge | XSelect | Protein SEC)
- Oligonucleotide/Protein/Glycan/Peptide/유전자치료제 등 다양한 분석



✓ 관련 소모품



샘플 전처리



표준물질 및 시약



플레이트/바이알



응용키트



영인엠텍

영인엠텍은 실험실과 공정에서 사용하는 전처리/합성/측정 시스템의 판매와 서비스를 지원합니다. 환경, 식품, 제약/바이오, 화장품 등 대부분의 실험실에서 사용되는 기초 장비부터 환경이나 바이오 등 특정 분야를 위한 전문 시스템까지 다양한 제품과 소모품을 공급하고 있으며 제품의 단순 판매를 넘어 시스템 설치, 사용자 교육, 분석 지원, 워크샵 등 고객의 안전한 사용을 위한 서비스를 제공하고 있습니다.

T. 02-6207-6710 | www.younginmt.com | info@younginmt.com

CEM

마이크로웨이브 유/무기 합성 시스템 Discover 2.0



- 신속한 합성 및 높은 합성 수율
- 100mL 밀폐형 용기 사용 & 기본 내장 카메라
- 비접촉식 온도 센서 & 자동 압력 조절

데모 자원

YOKOGAWA ◆

플로우 이미징 현미경 시스템 FlowCam 8000



- 디지털 이미징 + 유세포 분석 + 현미경
- 300nm~2µm 또는 2µm~1mm 입자 확인
- 컴팩트한 탁상용 사이즈(37X41X65cm)

데모 자원

TURNER DESIGNS Hydrocarbon Instruments

휴대용 오일 측정기 (Oil in Water/Soil) TD-550/560



- No-Solvent Method 사용 (추출 용매 미사용)
- 분석 기술 & 시간: UV-형광분석법 & 약 5초
- 측정 범위: 5ppb~5,000ppm

데모 자원

nanalysis

세계 최초 100MHz 탁상용 NMR 100e/100PRO



- 쉽고 빠른 측정과 데이터 처리
- 냉매 미사용으로 유지보수 비용 절감
- 컴팩트한 탁상용 사이즈(37X41X65cm)

KOREA LAB 2024 오픈 세미나 무기분석을 위한 산분해 시료 전처리 현장 세미나

■ 장소: 킨텍스 제2전시장 ■ 일시: 2024년 4월 26일(금) 오전 11:00~11:40 ■ 세미나 문의: info@younginmt.com, 02-6207-6710

BATCH (배치형) MARS Series

한 번에 최대 40개 시료 전처리

응용에 따른 다양한 타입의 시료 용기 제공

정확한 온도 측정 & 안전한 사용

제품 정보보기



SEQUENCE (순차형) BLADE

가장 빠른 1회 전처리 시간

다양한 종류의 개별 메소드 지정 & 순차 처리

정확한 온도 측정 & 안전한 사용

제품 정보보기



영인엠텍(주)

마이크로웨이브
시료 전처리

YOUNG IN
M-Tech