

Trade-In Promotion

# 광학현미경 보상판매 이벤트

사용 중인 현미경이 오래되었거나, 고장났다면  
지금 기회에 **보상 판매 이벤트로 할인받고 구매** 하세요!



**기간** 2026.10.01~2027.03.31

**내용** 행사 대상 Nikon 광학현미경 구매 시 **최대 30% 할인**

**대상** Ei, Si, Ci-L Plus, SMZ745T, Ts2/Ts2-FL

**유의사항** 수량 소진 시 조기 종료, 기존 보유 현미경 사진 제출



## 프로모션 현미경



**Ei**

- 심플하고 직관적인 인터페이스
- 밝고 환경친화적인 LED 조명사용
- 넓은 시야로 빠르게 샘플 관찰 가능
- 관찰방법: 명시야



**Si**

- 낮은 스테이지 디자인 구성
- LIM(배율별 밝기 정보 저장) 탑재
- 전면부 LCD 패널 통해 상태 확인 가능
- 관찰방법: 명시야, 위상차



**Ci-L Plus**

- LIM(배율별 밝기 정보 저장) 탑재
- 소프트웨어를 통한 배율 전환
- 옵션 추가하여 다양한 관찰법 사용 가능
- 관찰방법: 명시야, 위상차, 형광, 편광



**SMZ745T**

- 115mm의 긴 표준 작동 거리
- 입체 시야와 디지털 이미징 구현
- 7.5:1의 광학 줌 비율
- 관찰방법: 명시야, 형광



**Ts2**

**Ts2-FL**

- 형광 관찰시 자체 약세서리 이용해 별도 암실 필요 없음
- 자체 Live-acceleration 기능으로 끊임없는 형광 이미징 가능
- 관찰방법: 명시야, 위상차, 형광